



# Patienten-Anleitung zum Senden von Daten aus Dexcom CLARITY®

1. Loggen Sie sich in das Dexcom CLARITY Portal ein (<https://clarity.dexcom.eu>), wählen Sie **Dexcom CLARITY für Heimanwender**.



2. Daten hochladen:
  - a. Sofern Sie Dexcom ohne App nutzen, laden Sie nun Ihre Daten in das Portal hoch.
  - b. Sofern Sie die Dexcom App auf Ihrem Smartphone nutzen, stellen Sie sicher, dass die Daten der letzten Tage in das Portal hochgeladen wurden.
3. Daten als CSV exportieren: Klicken Sie im Bereich **Übersicht** auf das Symbol oben rechts.



4. Wählen Sie den maximalen Zeitraum von **90 Tagen** aus, klicken Sie **OK** und danach **Exportieren**.



5. Merken Sie sich den Ort, an dem Sie die Datei speichern.
6. Senden Sie die CSV-Datei an Ihre Praxis.