



Patienten-Anleitung zum Teilen von Daten aus LibreView mit dem Praxisteam

1. Loggen Sie sich in das LibreView Portal ein: <https://www1.libreview.com>
2. Daten hochladen:
 - a. Sofern Sie das Abbott Libre Handgerät nutzen, laden Sie nun Ihre Daten auf das LibreView Portal hoch.
Hilfe: <https://pat.libreview.io/articles/upload-a-glucose-meter>
 - b. Sofern Sie die LibreLink App auf Ihrem Smartphone nutzen, prüfen Sie, ob Daten der letzten Tage schon hochgeladen wurden.
3. Daten als CSV exportieren: Klicken Sie auf **Glukose-Werte herunterladen**.



Im Anschluss muss das **Herunterladen** erneut bestätigt werden. Ggf. müssen Sie ein Haken bei "Ich bin kein Roboter" setzen und die dazugehörige Aufgabe lösen.



4. Merken Sie sich den Ort, an dem Sie die Datei speichern.
5. Schicken Sie die CSV Datei an Ihre Praxis.